



# Misuratore di Pressione da Braccio Automatico Omron HBP-1320-E - Professionale

Codice GEF (SKU) **49888**

EAN / GTIN **4015672111295**

MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO AUTOMATICO OMRON HBP-1320-E Dispositivo medico professionale compatto e leggero per la misurazione della pressione arteriosa con il metodo oscillometrico. Risultati

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO AUTOMATICO OMRON HBP-1320-E Dispositivo medico professionale compatto e leggero per la misurazione della pressione arteriosa con il metodo oscillometrico. Risultati rapidi e affidabili testati clinicamente. - doppia modalità: misurazione oscillometrica completamente automatica o auscultazione manuale - funzione di arresto in caso di movimento: quando viene rilevato un movimento corporeo, interrompe lo sgonfiaggio per 5 secondi - indicatore polso irregolare - schermo grande retroilluminato, facilmente leggibile, con funzione di visualizzazione dell'ultima lettura - maniglia integrata per facilitare il trasporto Fornito con bracciale GS L (32-42 cm), bracciale GS M (22-32 cm), adattatore CA, batteria e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, TR, RU, Arabo. Per pazienti adulti e pediatrici a partire da 3 anni

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4015672111295**

CODICE GEF

**49888**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697