



Misuratore Di Pressione Digitale Omron M2 Intelli It Hem 7143T Ebk Poi

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49903

EAN / GTIN 4015672113046

Confezione 1

OMRON M2 INTELLI IT HEM-7143T-EBK Con bracciale 22-32 cm. Esclusiva tecnologia Intellisense™ e rilevazione del battito cardiaco irregolare. Un solo tasto e display ampio Clinicamente validato (Consultare www.dablededucational.org per la verifica delle validazioni) Tecnologia Intellisense Rilevatore battito irregolare Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Campo di misurazione Pressione 0 mmHg - 299 mmHg ± 3 mmHg Pulsazioni 40 - 180 min ± 5% lettura display Memoria (con data e ora) 30 Gonfiaggio controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica Sgonfiaggio valvola rilascio automatico pressione Tensione nominale DC 6V 4W Alimentazione 4 batterie "AA" 1,5 V Durata batterie (n. misurazioni) 1000 Protezione contro scosse elettriche apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie) Peso (console+bracciale) senza batterie 250+130 g Dimensioni 103x129 xh 80 mm Materiale bracciale nylon e poliestere Circonferenza misurabile (cm) 22-32 (braccio)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Campo di misurazione:
- Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg ± 3 mmHg
- Pulsazioni: 40 - 180 min ± 5% lettura display
- Memoria (con data e ora): 30
- Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica
- Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione
- Tensione nominale: DC 6V 4W
- Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V
- Durata batterie (n. misurazioni): 1000
- Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)
- Peso (console+bracciale) senza batterie: 250+130 g
- Dimensioni: 103x129 xh 80 mm
- Materiale bracciale: nylon e poliestere
- Circonferenza misurabile (cm): 22-32 (braccio)

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

4015672113046

CODICE GEF

49903



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it