



Misuratore Di Pressione Digitale Omron M2 Intelli It+ Hem 7146T2 Ebk

Codice GEF (SKU) 49904

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
49904



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697