



Misuratore Di Pressione Digitale Omron M3 Hem 7154 E

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49905

EAN / GTIN 4015672111837

Confezione 1

OMRON M3 HEM-7154-E con bracciale Easy 22-42 cm. • Clinicamente validato: consultare www.dablededucational.org per la verifica delle validazioni • Tecnologia Intellisense • Rilevatore battito irregolare • Guida posizionamento bracciale • Tecnologia Intelli Wrap: NO

Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Campo di misurazione - Pressione 0 mmHg - 299 mmHg \pm 3 mmHg - Pulsazioni 40 - 180 min \pm 5% lettura display Memoria (con data e ora) 60x2 utenti Gonfiaggio controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica Sgonfiaggio valvola rilascio automatico pressione Tensione nominale 6VCC 4W Alimentazione 4 batterie "AA" 1,5 V Durata batterie (n. misurazioni) 1000 Protezione contro scosse elettriche apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie) Peso (console+bracciale) senza batterie 310+170 g Dimensioni 105x153xh 87 mm Materiale bracciale nylon e poliestere Circonferenza misurabile (cm) 22-42 (braccio)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Campo di misurazione:
- Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg \pm 3 mmHg
- Pulsazioni: 40 - 180 min \pm 5% lettura display
- Memoria (con data e ora): 60x2 utenti
- Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica
- Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione
- Tensione nominale: 6VCC 4W
- Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V
- Durata batterie (n. misurazioni): 1000
- Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna
- (quando si usano le batterie)
- Peso (console+bracciale) senza batterie: 310+170 g
- Dimensioni: 105x153xh 87 mm
- Materiale bracciale: nylon e poliestere
- Circonferenza misurabile (cm): 22-42 (braccio)

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

4015672111837

CODICE GEF

49905



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it