


# Misuratore Di Pressione Digitale Omron M3 Comfort Afib Hem 7196 Fle

Codice GEF (SKU) 49907

Misuratore Di Pressione Digitale Omron M3 Comfort Afib Hem 7196 Fle

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
49907



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697