



# Misuratore Di Pressione Digitale Omron M4 Intelli It Hem 7155 Ebk Poi

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49908

EAN / GTIN 4015672111776

Confezione 1

OMRON M4 INTELLI IT HEM-7155TEBK Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. Per monitorare l'ipertensione a domicilio, aggiornando e trasferendo automaticamente i risultati alla App OMRON su smartphone mediante Bluetooth. • Clinicamente validato (Consultare [www.dableducational.org](http://www.dableducational.org) per la verifica delle validazioni) • Tecnologia Intellisense • Rilevatore battito irregolare Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Campo di misurazione Pressione 0 mmHg - 299 mmHg  $\pm$  3 mmHg Pulsazioni 40 - 180 min  $\pm$  5% lettura display Memoria (con data e ora) 60 x 2 utenti Gonfiaggio controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica Sgonfiaggio valvola rilascio automatico pressione Tensione nominale 6VCC 4W Alimentazione 4 batterie "AA" 1,5 V Durata batterie (n. misurazioni) 1000 Protezione contro scosse elettriche apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie) Peso (console+bracciale) senza batterie 340+163 g Dimensioni 105x152xh 85 mm Materiale bracciale nylon e poliestere Circonferenza misurabile (cm) 22-42 (braccio)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Campo di misurazione:
- Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg  $\pm$  3 mmHg
- Pulsazioni: 40 - 180 min  $\pm$  5% lettura display
- Memoria (con data e ora): 60 x 2 utenti
- Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica
- Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione
- Tensione nominale: 6VCC 4W
- Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V
- Durata batterie (n. misurazioni): 1000
- Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)
- Peso (console+bracciale) senza batterie: 340+163 g
- Dimensioni: 105x152xh 85 mm
- Materiale bracciale: nylon e poliestere
- Circonferenza misurabile (cm): 22-42 (braccio)

CLASSE DM

**II A**

CND

**Z1203020501**

EAN / GTIN

**4015672111776**

CODICE GEF

**49908**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)