



Misuratore Di Pressione Digitale Omron M4 Connect Afib Hem 7196T1 Fle

Codice GEF (SKU) 49909

Misuratore Di Pressione Digitale Omron M4 Connect Afib Hem 7196T1 Fle

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
49909



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697