



Misuratore Di Pressione Digitale Omron M6 Comfort Afib Hem 7380 E

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49911

EAN / GTIN 4015672113978

Confezione 1

OMRON M6 COMFORT - AFIB - HEM-7380-E Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. Rileva la possibile fibrillazione atriale, consentendo il monitoraggio a domicilio. Effettua inoltre 3 letture consecutive a intervalli di 30 secondi e visualizza la media per dare un'indicazione più precisa della pressione sanguigna. La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati. Clinicamente validato Consultare www.dablededucational.org per la verifica delle validazioni) Tecnologia Intellisense Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Intervallo misurazione Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg \pm 3 mmHg / Pulsazioni: 40 - 180 min \pm 5% lettura display Memoria (con data e ora) 100x2 utenti Gonfiaggio controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica Sgonfiaggio valvola rilascio automatico pressione Tensione nominale 6VCC 4W Alimentazione 4 batterie "AA" 1,5 V Durata batterie (n. misurazioni) 1000 Protezione contro scosse elettriche apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie) Peso (console+bracciale) senza batterie 460+163 g Dimensioni 191x120xh 85 mm Materiale bracciale nylon e poliestere Circonferenza misurabile (cm) 22-42 (braccio)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Intervallo misurazione: Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg \pm 3 mmHg / Pulsazioni: 40 - 180 min \pm 5% lettura display
- Memoria (con data e ora): 100x2 utenti
- Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica
- Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione
- Tensione nominale: 6VCC 4W
- Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V
- Durata batterie (n. misurazioni): 1000
- Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)
- Peso (console+bracciale) senza batterie: 460+163 g
- Dimensioni: 191x120xh 85 mm
- Materiale bracciale: nylon e poliestere

- Circonferenza misurabile (cm): 22-42 (braccio)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

4015672113978

CODICE GEF

49911



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it