



# Misuratore Di Pressione Digitale Omron M7 Intelli It Afib Hem 7380T1 Ebk

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49916

EAN / GTIN 4015672113923

Confezione 1

OMRON M7 INTELLI IT AFIB - HEM-7380T1-EBK Con bracciale Intelli Wrap 22-42 cm. La connessione alla App OMRON consente di monitorare i parametri, creare programmi personalizzati, scaricare e condividere dati. Funzione di rilevamento fibrillazione atriale (AFib). La tecnologia Intellisense™ garantisce il rilevamento automatico della corretta pressione di gonfiaggio. Rileva i battiti irregolari e decide autonomamente se il risultato è affidabile o se occorre ripetere la misurazione. Solo i risultati accurati vengono mostrati. Clinicamente validato Consultare [www.dableducational.org](http://www.dableducational.org) per la verifica delle validazioni) Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Intervallo misurazione Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg  $\pm$  3 mmHg / Pulsazioni: 40 - 180 min  $\pm$  5% lettura display Memoria (con data e ora) 100x2 utenti Gonfiaggio controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica Sgonfiaggio valvola rilascio automatico pressione Tensione nominale 6VCC 4W Alimentazione 4 batterie "AA" 1,5 V Durata batterie (n. misurazioni) 1000 Protezione contro scosse elettriche apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie) Peso (console+bracciale) senza batterie 460+163 g Dimensioni 191x120xh 85 mm Materiale bracciale nylon e poliestere Circonferenza misurabile (cm) 22-42 (braccio)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Intervallo misurazione: Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg  $\pm$  3 mmHg / Pulsazioni: 40 - 180 min  $\pm$  5% lettura display
- Memoria (con data e ora): 100x2 utenti
- Gonfiaggio: controllato (fuzzy logic) con pompa elettrica
- Sgonfiaggio: valvola rilascio automatico pressione
- Tensione nominale: 6VCC 4W
- Alimentazione: 4 batterie "AA" 1,5 V
- Durata batterie (n. misurazioni): 1000
- Protezione contro scosse elettriche: apparecchio EM ad alimentazione interna (quando si usano le batterie)
- Peso (console+bracciale) senza batterie: 460+163 g
- Dimensioni: 191x120xh 85 mm
- Materiale bracciale: nylon e poliestere
- Circonferenza misurabile (cm): 22-42 (braccio)

CLASSE DM

**II A**

CND

**Z1203020501**

EAN / GTIN

**4015672113923**

CODICE GEF

**49916**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)