



Bracciale Omron Intelli 22-42 Cm Hem-fl31 per M3, M6, M7 Comfort Ricambio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 49920

EAN / GTIN 4015672109056

Confezione 1

HEM-FL31-E Bracciale OMRON Intelli Wrap per adulti • Codice: HEM-FL31-E • Taglia: 22-42 cm • Compatibilità: - M3 COMFORT - M6 COMFORT

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12030285

EAN / GTIN

4015672109056

CODICE GEF

49920



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697