



Misuratore Di Pressione Omron Rs7 Intelli It Hem 6232T E

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49923

EAN / GTIN 4015672111172

Confezione 1

OMRON RS7 INTELLI IT HEM-6232T-E - polso La tecnologia Intellisense consente misurazioni rapide e agevoli. Sensore di posizionamento avanzato e guida di posizionamento del bracciale per misurazioni affidabili, che possono essere salvate e monitorate via Bluetooth tramite la App OMRON. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, NL, RU, TR, Arabo. Caratteristiche tecniche Metodo di misurazione oscillometrico Intervallo di misurazione Pressione 0 mmHg - 299 mmHg \pm 3 mmHg Pulsazioni 40 - 180 bpm \pm 5% lettura display Memoria (con data e ora) 100x2 utenti Gonfiaggio automatico Sgonfiaggio automatico Tensione nominale 3 VCC 3,0W Alimentazione 2 batterie "AAA" 1,5 V Autonomia batteria (n. misurazioni) 300 Protezione contro scariche elettriche app. elettromedicale ad alimentazione interna (quando sono in uso le batterie) Peso (console+bracciale) senza batterie 91 g Dimensioni (mm) 91x13xh 63 Materiali bracciale nylon e poliestere Circonferenza misurabile (cm) 13,5-21,5 (polso)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Intervallo di misurazione:
- Pressione: 0 mmHg - 299 mmHg \pm 3 mmHg
- Pulsazioni: 40 - 180 bpm \pm 5% lettura display
- Memoria (con data e ora): 100x2 utenti
- Gonfiaggio: automatico
- Sgonfiaggio: automatico
- Tensione nominale: 3 VCC 3,0W
- Alimentazione: 2 batterie "AAA" 1,5 V
- Autonomia batteria (n. misurazioni): 300
- Protezione contro scariche elettriche: app. elettromedicale ad alimentazione interna (quando sono in uso le batterie)
- Peso (console+bracciale) senza batterie: 91 g
- Dimensioni (mm): 91x13xh 63
- Materiali bracciale: nylon e poliestere
- Circonferenza misurabile (cm): 13,5-21,5 (polso)

CLASSE DM

II A

CND

Z1203020501

EAN / GTIN

4015672111172

CODICE GEF

49923



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it