



Misuratore Di Pressione Ri-Champion Smart Pro+ Con Bluetooth

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 49951

EAN / GTIN 4045396218895

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO RI-CHAMPION® SMART PRO+ CON BLUETOOTH - 1735 BT - bracciale adulti Sfigmomanometro clinicamente validato, studiato per misurazioni rapide e affidabili. Prestazioni avanzate, con rilevamento del battito cardiaco irregolare e funzionalità di calcolo dei valori medi (analisi di 3 misurazioni consecutive). - connettività Bluetooth® - funzionamento rapido e silenzioso per uso domestico e professionale - 200 misurazioni con 4 batterie AA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo frequenza cardiaca: 40-199 battiti/minuto
- Intervallo misuraz. pressione sistolica: 60-255 mmHg
- Intervallo misuraz. pressione diastolica: 30-195 mmHg
- Intervallo misuraz. frequenza cardiaca: 40-199 battiti / minuto $\pm 4\%$ della lettura
- Pressione di gonfiaggio max: 280 mmHg ± 3 mmHg o $\pm 2\%$ della lettura
- Alimentazione: 4 batterie AA alcaline 1,5 V / CC + 6 V / 1 A
- Autonomia della batteria: 200 letture
- Memoria: max 400 registrazioni in memoria
- Dimensioni - peso: 141x121xh 72 mm - 350g senza batteria

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z1203020501EAN / GTIN
4045396218895CODICE GEF
49951

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697