

GEF Medica

Misuratore di Pressione Elettronico Automatico Pharmacy

Codice GEF (SKU) 49980

MISURATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO AUTOMATICO PHARMACY — prodotto medicale professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MISURATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO AUTOMATICO PHARMACY — prodotto medicale professionale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
49980

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697