



## Fonendo Trad Colorato

Dispositivo medico

Classe I

5 varianti

Codice GEF (SKU) 51000

EAN / GTIN 8023279510003

Confezione 1

STETOSCOPI TRAD COLOR - SENZA LATTICE - Fonendoscopio TRAD COLOR - nero Stetoscopi colorati in alluminio, leggeri e affidabili. Padiglione Ø 43,5 mm, campana Ø 30 mm (dimensioni esterne). Archetto in ottone. Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm, Ø est. 8 mm.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
51000	blu	8023279510003	1
51001	giallo	8023279510010	1
51002	nero	8023279510027	1
51003	rosso	8023279510034	1
51004	verde	8023279510041	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279510003

CODICE GEF

51000



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697