



Duofono Trad Colorato

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 51010

EAN / GTIN 8023279510102

Confezione 1

STETOSCOPI TRAD COLOR - SENZA LATTICE - Duofono TRAD COLOR - nero Stetoscopi colorati in alluminio, leggeri e affidabili. Padiglione Ø 43,5 mm, campana Ø 30 mm (dimensioni esterne). Archetto in ottone. Lira: lunghezza 62 cm, Ø int. 4 mm, Ø est. 8 mm.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
51010	blu	8023279510102	1
51011	nero	8023279510119	1
51012	rosso	8023279510126	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279510102

CODICE GEF

51010



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697