



Stetoscopio Riester Duplex di Alluminio - Adulti

Codice GEF (SKU) 51300

EAN / GTIN 4045396118485

STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX® • Codice Riester: 4001-01 • Duplex® - nero • Membrana: Ø 48 mm • Lunghezza: 77 cm • Peso: 151 g Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e prezzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX®
- Codice Riester: 4001-01
- Duplex® - nero
- Membrana: Ø 48 mm
- Lunghezza: 77 cm
- Peso: 151 g Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e prezzo allettante. Offrono eccezionali prestazioni acustiche. Membrana speciale per un'auscultazione perfetta, con anelli di protezione anti-freddo particolarmente piatti e morbidi che si adattano meglio alla cute. Campana Ø 36 mm. Forniti con un paio di olive di ricambio e una membrana di ricambio. Doppio padiglione in alluminio leggero galvanizzato Made in Germany.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
51300	Nero	4045396118485	1 pz.
51302	Blu	4045396118867	1 pz.
51303	Verde	4045396118928	1 pz.

EAN / GTIN

4045396118485

CODICE GEF

51300



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it