



Stetoscopio Riester Duplex di Alluminio - Adulti - Grigio Ardesia

Codice GEF (SKU) 51301

EAN / GTIN 4045396118492

STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX® • Codice Riester: 4001-02 • Duplex® - ardesia • Membrana: Ø 48 mm • Lunghezza: 77 cm • Peso: 151 g Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e pre

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX®
- Codice Riester: 4001-02
- Duplex® - ardesia
- Membrana: Ø 48 mm
- Lunghezza: 77 cm
- Peso: 151 g Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e prezzo allettante. Offrono eccezionali prestazioni acustiche. Membrana speciale per un'auscultazione perfetta, con anelli di protezione anti-freddo particolarmente piatti e morbidi che si adattano meglio alla cute. Campana Ø 36 mm. Forniti con un paio di olive di ricambio e una membrana di ricambio. Doppio padiglione in alluminio leggero galvanizzato Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396118492

CODICE GEF

51301



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697