



## Stetoscopio Riester Duplex di Alluminio - Pediatrico

Codice GEF (SKU) 51307

EAN / GTIN 4045396006317

STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX® • Codice Riester: 4041 • Duplex® PEDIATRICO - blu • Membrana: Ø 36 mm • Lunghezza: 76,5 cm • Peso: 122 g Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX®
- Codice Riester: 4041
- Duplex® PEDIATRICO - blu
- Membrana: Ø 36 mm
- Lunghezza: 76,5 cm
- Peso: 122 g Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e prezzo allettante. Offrono eccezionali prestazioni acustiche. Membrana speciale per un'auscultazione perfetta, con anelli di protezione anti-freddo particolarmente piatti e morbidi che si adattano meglio alla cute. Campana Ø 36 mm. Forniti con un paio di olive di ricambio e una membrana di ricambio. Doppio padiglione in alluminio leggero galvanizzato Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396006317

CODICE GEF

51307



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697