



## Stetoscopio Riester Duplex di Alluminio - Neonatale

Codice GEF (SKU) 51310

EAN / GTIN 4045396006348

STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX® • Codice Riester: 4051 • DUPLEX® NEONATALE - blu • Membrana: Ø 28 mm • Lunghezza: 76 cm • Peso: 106 g Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPI IN ALLUMINIO RIESTER DUPLEX®
- Codice Riester: 4051
- DUPLEX® NEONATALE - blu
- Membrana: Ø 28 mm
- Lunghezza: 76 cm
- Peso: 106 g Gli stetoscopi Riester DUPLEX® combinano ottima qualità e prezzo allettante. Offrono eccezionali prestazioni acustiche. Membrana speciale per un'auscultazione perfetta, con anelli di protezione anti-freddo particolarmente piatti e morbidi che si adattano meglio alla cute. Campana Ø 36 mm. Forniti con un paio di olive di ricambio e una membrana di ricambio. Doppio padiglione in alluminio leggero galvanizzato Made in Germany.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396006348

CODICE GEF

51310



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) · Tel. 0573  
1944697