



Stetoscopio Riester Cardiophon 2.0 In Acciaio Inox 4240 01

Codice GEF (SKU) 51314

Confezione 1

Stetoscopio Riester Cardiophon 2.0 In Acciaio Inox 4240 01

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
51314



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697