



## Stetoscopio Riester Cardiophon 2.0 In Acciaio Inox 4240 04

Codice GEF (SKU) 51317

Confezione 1

Stetoscopio Riester Cardiophon 2.0 In Acciaio Inox 4240 04

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
51317



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697