



## Stetoscopio Elettronico Riester Ri-sonic PCP-1 Trrs - Spinotto Stereo - 4313

Codice GEF (SKU) 51319

EAN / GTIN 4045396222670

STETO ELETTRONICO RI-SONIC PCP-1 TRRS - spinotto stereo 4313  
Gli stetoscopi elettronici Riester Ri-sonic sono progettati per consentire l'auscultazione in tempo reale e da remoto. Lo stetoscopio PCP-1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETO ELETTRONICO RI-SONIC PCP-1 TRRS - spinotto stereo 4313 Gli stetoscopi elettronici Riester Ri-sonic sono progettati per consentire l'auscultazione in tempo reale e da remoto. Lo stetoscopio PCP-1 si inserisce direttamente nella porta microfono di qualsiasi smartphone, PC o tablet ed è utilizzabile solo con l'App eMurmur. Gli stetoscopi PCP-USB si collegano direttamente a qualsiasi smartphone, PC o tablet e registrano suoni con l'App eMurmur, ma sono ideali anche per progetti di telemedicina grazie all'amplificatore integrato. - la tecnologia piezo brevettata rileva i suoni corporei riducendo al minimo gli artefatti dovuti al rumore di fondo - i pazienti possono usare con facilità lo stetoscopio su sé stessi, con la guida di un medico. Gli stetoscopi elettronici Ri-sonic consentono di ascoltare i suoni interni del corpo di un paziente, quali i rumori cardiaci, polmonari o intestinali.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4045396222670

CODICE GEF

51319



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697