



Stetoscopio Elettronico Riester Ri Sonic Spinotto Usb A 4300

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 51321

EAN / GTIN 4045396223523

Confezione 1

STETO ELETTRONICO RI-SONIC PCP-USB - spinotto USB-A - 4300

Gli stetoscopi elettronici Riester Ri-sonic sono progettati per consentire l'auscultazione in tempo reale e da remoto. Lo stetoscopio PCP-1 si inserisce direttamente nella porta microfono di qualsiasi smartphone, PC o tablet ed è utilizzabile solo con l'App eMurmur. Gli stetoscopi PCP-USB si collegano direttamente a qualsiasi smartphone, PC o tablet e registrano suoni con l'App eMurmur, ma sono ideali anche per progetti di telemedicina grazie all'amplificatore integrato. - la tecnologia piezo brevettata rileva i suoni corporei riducendo al minimo gli artefatti dovuti al rumore di fondo - i pazienti possono usare con facilità lo stetoscopio su sé stessi, con la guida di un medico

Caratteristiche tecniche

Modalità di funzionamento continua

Protezione elettrica Classe II protezione contro scosse elettriche

Spinotto: USB

Tensione: Classe IIa parte applicata di tipo BF

Classificazione: parte applicata di tipo BF

Peso: 180 g

App eMURMUM

Piattaforma digitale avanzata di auscultazione che consente ai medici di effettuare screening, monitoraggi, diagnosi e consulti relativi alla salute di cuore, polmoni e intestino in clinica, in ospedale e al domicilio dei pazienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità di funzionamento: continua
- Protezione elettrica: Classe II protezione contro scosse elettriche
- Spinotto: USB
- Tensione: Classe IIa parte applicata di tipo BF
- Classificazione: parte applicata di tipo BF
- Peso: 180 g
- App eMURMUM
- Piattaforma digitale avanzata di auscultazione che consente ai medici di effettuare screening, monitoraggi, diagnosi e consulti relativi alla salute di cuore, polmoni e intestino in clinica, in ospedale e al domicilio dei pazienti.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

V0399

EAN / GTIN

4045396223523

CODICE GEF

51321



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it