



Stetoscopio Elettronico Riester Ri Sonic Spinotto Usb C 4307

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 51322

EAN / GTIN 4045396222465

Confezione 1

STETO ELETTRONICO RI-SONIC PCP-USB - spinotto USB-C - 4307

Gli stetoscopi elettronici Riester Ri-sonic sono progettati per consentire l'auscultazione in tempo reale e da remoto. Lo stetoscopio PCP-1 si inserisce direttamente nella porta microfono di qualsiasi smartphone, PC o tablet ed è utilizzabile solo con l'App eMurmur. Gli stetoscopi PCP-USB si collegano direttamente a qualsiasi smartphone, PC o tablet e registrano suoni con l'App eMurmur, ma sono ideali anche per progetti di telemedicina grazie all'amplificatore integrato. - la tecnologia piezo brevettata rileva i suoni corporei riducendo al minimo gli artefatti dovuti al rumore di fondo - i pazienti possono usare con facilità lo stetoscopio su sé stessi, con la guida di un medico

Caratteristiche tecniche
Modalità di funzionamento continua
Protezione elettrica Classe II protezione contro scosse elettriche
Spinotto USB
Tensione Classe IIa parte applicata di tipo BF
Classificazione parte applicata di tipo BF
Peso 180 g
App eMURMUM
Piattaforma digitale avanzata di auscultazione che consente ai medici di effettuare screening, monitoraggi, diagnosi e consulti relativi alla salute di cuore, polmoni e intestino in clinica, in ospedale e al domicilio dei pazienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità di funzionamento: continua
- Protezione elettrica: Classe II protezione contro scosse elettriche
- Spinotto: USB
- Tensione: Classe IIa parte applicata di tipo BF
- Classificazione: parte applicata di tipo BF
- Peso: 180 g
- App eMURMUM
- Piattaforma digitale avanzata di auscultazione che consente ai medici di effettuare screening, monitoraggi, diagnosi e consulti relativi alla salute di cuore, polmoni e intestino in clinica, in ospedale e al domicilio dei pazienti.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C9005

EAN / GTIN

4045396222465

CODICE GEF

51322



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it