



# Stetoscopio Monopaziente Pediatico 3M - SPS- YP1100

Codice GEF (SKU) 51405

EAN / GTIN 50707387784213

STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™ - lunghezza 72,4 cm • Codice 3M: SPS-YP1100 • Pediatico - testina Ø 36,2 mm • Conf. da 100 3M™ ha elaborato un nuovo stetoscopio che combina l'acustica avanzata e la preve

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™ - lunghezza 72,4 cm
- Codice 3M: SPS-YP1100
- Pediatico - testina Ø 36,2 mm
- Conf. da 100 3M™ ha elaborato un nuovo stetoscopio che combina l'acustica avanzata e la prevenzione delle infezioni. Studiato per l'uso su un solo paziente adulto o pediatrico in isolamento, viene smaltito dopo l'impiego, riducendo i potenziali rischi di contaminazione crociata tra pazienti che possono presentarsi con gli stetoscopi riutilizzabili. - acustica di qualità con suoni chiari e affidabili - le olive morbide e flessibili isolano dai rumori - la membrana sensibile alla pressione consente di sentire suoni ad alta e a bassa frequenza, variando la pressione sulla testina - il comodo archetto biauricolare flessibile e le aste angolate forniscono un'ottima aderenza - tubo flessibile per spostare e posizionare facilmente la testina - testina stampata a presa facilitata per varie posizioni delle mani

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

50707387784213

CODICE GEF

51405



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697