



# Stetoscopio Monopaziente Adulti 3M - SPS-YA1010

Codice GEF (SKU) 51410

EAN / GTIN 0707387784188

STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™ - lunghezza 72,4 cm • Codice 3M: SPS-YA1010 • Adulti - testina Ø 45,2 mm • Conf. da 10 3M™ ha elaborato un nuovo stetoscopio che combina l'acustica avanzata e la prevenzione

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™ - lunghezza 72,4 cm
- Codice 3M: SPS-YA1010
- Adulti - testina Ø 45,2 mm
- Conf. da 10 3M™ ha elaborato un nuovo stetoscopio che combina l'acustica avanzata e la prevenzione delle infezioni. Studiato per l'uso su un solo paziente adulto o pediatrico in isolamento, viene smaltito dopo l'impiego, riducendo i potenziali rischi di contaminazione crociata tra pazienti che possono presentarsi con gli stetoscopi riutilizzabili. - acustica di qualità con suoni chiari e affidabili - le olive morbide e flessibili isolano dai rumori - la membrana sensibile alla pressione consente di sentire suoni ad alta e a bassa frequenza, variando la pressione sulla testina - il comodo archetto biauricolare flessibile e le aste angolate forniscono un'ottima aderenza - tubo flessibile per spostare e posizionare facilmente la testina - testina stampata a presa facilitata per varie posizioni delle mani

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0707387784188

CODICE GEF

51410



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697