



# Anello Neoprene Littmann Pediatrico 36546

Codice GEF (SKU) 51455

EAN / GTIN 50707387365467

Confezione 1

3M™ Littmann® Anello in neoprene per stetoscopi. • Codice 3M: 36546 • Per: Pediatric • Colore: nero • Confezione da 5 pezzi

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

50707387365467

CODICE GEF

51455



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697