



KIT LITTMANN 40006: membrana+anello+anello campana+olive per Classic II-grigio

Codice GEF (SKU) 51465

EAN / GTIN 00707387772970

Confezione 1

Kit accessori 3M™ Littmann® MEMBRANA REGOLABILE E GHIERA +
GHIERA ANTIFREDDO + OLIVE • Codice 3M: 40006 • Per: Classic II S.E. •
Colore: grigio • blister

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387772970

CODICE GEF

51465



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697