



KIT LITTMANN 40020: membrana+anello+anello campana+olive per Lightweight-nero

Codice GEF (SKU) 51466

EAN / GTIN 00707387773052

Confezione 1

Kit accessori 3M™ Littmann® MEMBRANA REGOLABILE E GHIERA +
GHIERA ANTIFREDDO + OLIVE • Codice 3M: 40020 • Per: Lightweight •
Colore: nero • blister

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387773052

CODICE GEF

51466



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697