



KIT LITTMANN 40021: membrana+anello+anello campana+olive per Lightweight-marrone

Codice GEF (SKU) 51467

EAN / GTIN 00707387773069

Confezione 1

Kit accessori 3M™ Littmann® MEMBRANA REGOLABILE E GHIERA +
GHIERA ANTIFREDDO + OLIVE • Codice 3M: 40021 • Per: Lightweight •
Colore: marrone chiaro • blister

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387773069

CODICE GEF

51467



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697