




KIT LITTMANN 40011: membrana+anello+olive per Master Cardiology- nero

Codice GEF (SKU) **51470**

EAN / GTIN **00707387772987**

Confezione **1**

Kit accessori 3M™ Littmann® MEMBRANA REGOLABILE + GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE • Codice 3M: 40011 • Per: Master Cardiology • Colore: nero • blister

DATI REGOLATORI • DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387772987

CODICE GEF

51470



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica • verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it • Tel. 0573
1944697