



KIT LITTMANN 40018: membrana+anello+olive per Master Cardiology- grigio

Codice GEF (SKU) **51471**

EAN / GTIN **00707387773038**

Confezione **1**

Kit accessori 3M™ Littmann® MEMBRANA REGOLABILE + GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE • Codice 3M: 40018 • Per: Master Cardiology • Colore: grigio • blister

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387773038

CODICE GEF

51471



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697