



## KIT LITTMANN 40022: membrana+anello+olive per Master Classic-nero

Codice GEF (SKU) **51473**

EAN / GTIN **00707387773076**

Confezione **1**

Kit accessori 3M™ Littmann® MEMBRANA REGOLABILE + GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE • Codice 3M: 40022 • Per: Master Classic • Colore: nero • blister

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**00707387773076**

CODICE GEF

**51473**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697