



KIT LITTMANN 40023: membrana+anello+olive per Master Classic- grigio

Codice GEF (SKU) **51474**

EAN / GTIN **00707387773083**

Confezione **1**

Kit accessori 3M™ Littmann® MEMBRANA REGOLABILE + GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE • Codice 3M: 40023 • Per: Master Classic • Colore: grigio • blister

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387773083

CODICE GEF

51474



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697