



KIT LITTMANN 40012: membrana+2 anelli per Pediatric-nero

Codice GEF (SKU) 51477

EAN / GTIN 00707387772994

Confezione 1

Kit accessori 3M™ Littmann® MEMBRANA REGOLABILE + 2 GHIERE
DI ASSEMBLAGGIO • Codice 3M: 40012 • Per: Classic II Pediatric •
Colore: nero • blister

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387772994

CODICE GEF

51477



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697