



## KIT LITTMANN 40016: 2 membrane+anello+olive per Classic III, Cardiology IV-nero

Codice GEF (SKU) **51482**

EAN / GTIN **00707387783969**

Confezione **1**

Kit accessori 3M™ Littmann® 2 MEMBRANE REGOLABILI + GHIERE DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE • Codice 3M: 40016 • Per: Classic III™, Cardiology IV™, Core • Colore: nero • blister

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**00707387783969**

CODICE GEF

**51482**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697