



KIT LITTMANN 40017: 2 membrane+anello+olive per Classic III, Cardiology IV-grigio

Codice GEF (SKU) 51483

EAN / GTIN 00707387784010

Confezione 1

Kit accessori 3M™ Littmann® 2 MEMBRANE REGOLABILI + GHIERE DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE • Codice 3M: 40017 • Per: Classic III™, Cardiology IV™, Core • Colore: grigio • blister

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387784010

CODICE GEF

51483



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697