



## Olive Littmann (1 Paio Piccole + 1 Paio Grandi)

2 varianti

Codice GEF (SKU) 51490

EAN / GTIN 00707387772901

Confezione 1

3M™ Littmann® Olive a pressione per tutti i modelli di stetoscopi.  
Codice 3M: 40001 Colore: nero Kit: 1 paio grandi e 1 paio piccole (blister)

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
51490	Nere	00707387772901	1
51491	Grigie (40002)	00707387772918	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387772901

CODICE GEF

51490



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697