



Targhetta Littmann

Codice GEF (SKU) 51494

EAN / GTIN 00707387772925

Confezione 1

La targhetta identificativa 3M™ Littmann® permette di personalizzare il proprio stetofonendoscopio. Codice 3M: 40007 Colore: nero Grazie alla modalità di applicazione, questo accessorio è compatibile con tutti i modelli di stetoscopio e fonendoscopio Littmann.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387772925

CODICE GEF

51494



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697