



Tappini Sanibel ADI a Fungo

Dispositivo medico

Classe I

8 varianti

Codice GEF (SKU) 53523

EAN / GTIN 8023279535235

Confezione 1

TAPPINI A FUNGO SANIBEL™ ADI Tappino 10 mm - rosso I tappini monouso SANIBEL™ sono progettati appositamente per l'uso con strumenti acustici e per sistemi di emissione otoacustici. Realizzati in materiale biocompatibile morbido e viscoso, sono l'ideale per garantire una sigillatura ottimale, consentendo così al tester di poter proseguire rapidamente con altri compiti. Disponibili in diverse misure e forme (a fungo o flangiati per i neonati). La gamma completa consente di adattarsi ad ogni tipologia e dimensione di canale uditivo. Tutti i tappini Sanibel™ sono senza lattice.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPATIBILITÀ VERIFICATA PER SANIBEL™ ADI
- Amplivox® Otowave™ con sonda chiara (Tipo 1)
- Interacoustics® AT235™ & AT235h™ con adattatore punta della sonda chiara, AA222™ & AA220™ con adattatore punta della sonda chiara, Eclipse™ e MT10™ con adattatore punta della sonda chiara, Titan™
- Maico® MI24™, MI26™, MI34™, MI44™ con adattatore punta della sonda chiara, easyTimp™ - Otowave™ - Ero-scan plus™ - easyScreen™
- MEDRx® Otowave™
- Grason-Stadler®: Corti™

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MISURA	EAN	CONFEZIONE
53523	10 mm	8023279535235	1
53524	11 mm	8023279535242	1
53525	12 mm	8023279535259	1
53526	13 mm	8023279535266	1
53527	14 mm	8023279535273	1
53520	7 mm	8023279535204	1
53521	8 mm	8023279535211	1
53522	9 mm	8023279535228	1

CLASSE DM

I

EAN / GTIN

8023279535235

CODICE GEF

53523



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it