



AUDIOMETRO DA SCREENING MAICO MA27 conduzione d'aria

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 53549

EAN / GTIN 4260176120865

Confezione 1

AUDIOMETRO DI SCREENING MAICO MA27 Audiometro con via aerea per screening di base con custodia rigida e leggera. Ha 11 frequenze, maniglia integrata per il trasporto e vano per le cuffie e gli accessori. Robusto, preciso e affidabile, con ampie manopole di controllo per regolare facilmente la frequenza e l'intensità degli stimoli. Lingue dello schermo selezionabili: GB, FR, IT, ES, DE. Fornito con cuffia audiometrica AC DD45, blocchetto audiogrammi e alimentatore. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PL, RU.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Schermo: 38,1x76,2 mm, monocromatico
- Incrementi di livello: 5 o 1 dB
- Intensità stimolo: -10 dB HL - 100 dB HL
- Segnale del test: tono puro e modulato in frequenza (pulsato e continuo)
- Frequenze di test: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
- Dimensioni - Peso: 25,5x37xh 15 cm - 2,4 kg
- Alimentatore: 100-240VCA ± 10 %, 50/60 Hz, 0,6 A
- Standard: IEC 60601-1:2012, AAMI ES60601-1:2005+A2+A1, CAN/CSA-C22.2 No. 0601-1:14 Tipo B IEC 60601-1-2:2014, IEC 60645-1:2017 Tipo 4, ANSI/ASA S3.6-2018 Tipo 4
- Classificazione: Classe IIa (UE 2017/745), Dispositivo medico

CLASSE DM

II A

CND

Z121401

EAN / GTIN

4260176120865

CODICE GEF

53549



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it