



GUSCI INSONORIZZATI

Codice GEF (SKU) 53555

EAN / GTIN 8023279535556

Confezione 1

GUSCI INSONORIZZATI PELTOR Da utilizzare con i trasduttori per cuffie forniti con il dispositivo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279535556

CODICE GEF

53555



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697