



# Timpanometro Timpani

Codice GEF (SKU) **53560**

EAN / GTIN **8054187380747**

TIMPANOMETRO PORTATILE TIMPANI Leggero, compatto e potente, Timpani è progettato per eseguire esami di screening dell'orecchio medio, in modo semplice, rapido e accurato. La versione base di Timpani c

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- TIMPANOMETRO PORTATILE TIMPANI Leggero, compatto e potente, Timpani è progettato per eseguire esami di screening dell'orecchio medio, in modo semplice, rapido e accurato. La versione base di Timpani consente di eseguire una timpanometria automatica utilizzando una tonalità di sonda di 226 Hz. Licenze opzionali consentono di eseguire il test dei riflessi acustici e l'audiometria tonale pura. Ampio schermo a colori con interfaccia tattile. Timpani è fornito con software Inventis Maestro, cavo di collegamento usb, alimentatore medicale, tappini per auricolari assortiti, manuali Gb, manuali IT in una borsa per il trasporto. LINGUE:
  - Firmware: GB, FR, IT, ES, PL
  - Software Maestro: GB, FR, IT, RU, ES, PL, PT, JP, CH, KR, DE, TR
  - Manuale: GB e IT inclusi con il prodotto, ES tramite download da [www.gefmedica.it](http://www.gefmedica.it) Made in Italy.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8054187380747**

CODICE GEF

**53560**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697