



LICENZA REFLEX PLUS per test ipsilaterale con Timpani

Codice GEF (SKU) **53563**

Confezione **1**

LICENZA RIFLESSI - PLUS per timpanometro portatile Timpani cod. 53560 Per eseguire il test dei riflessi acustici ipsilaterali a 0,5, 1, 2 e 4 kHz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riflesso acustico - Stimolazione: ipsilaterale a 226 Hz - Test disponibili: soglia automatica, intensità fissa - Stimoli: 0,5, 1, 2 e 4 kHz (con licenza riflessi Plus) - Int. max: 100 dB HL (ipsi) - Durata stimolo: 1 sec

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
53563



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697