



PULSANTE RISPOSTA PAZIENTE per TPA Timpani

Codice GEF (SKU) 53565

Confezione 1

Pulsante di risposta del paziente per PTA. Per timpanometro portatile Timpani cod. 53560

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
53565



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697