



BASE DI RICARICA per Timpani

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 53566

EAN / GTIN 8054187380761

Confezione 1

Stazione di aggancio per timpanometro portatile Timpani cod. 53560
Ideale per alloggiare il dispositivo, per ricaricare la batteria, più rapidamente e contemporaneamente trasferire i dati al PC.

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12149080

EAN / GTIN

8054187380761

CODICE GEF

53566



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697