



## DISPOSITIVO CPAP

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 53700

EAN / GTIN 6922166500061

Confezione 1

DISPOSITIVO PAP DI VENTILAZIONE - CPAP I dispositivi PAP (Positive Airway Pressure, in italiano Ventilazione a Pressione Positiva) sono il supporto notturno ideale dei pazienti. Fungono da compressori d'aria, fornendo costantemente aria compressa ai pazienti per evitare il collasso delle vie respiratorie. CPAP: Dispositivo di ventilazione continua a pressione positiva Migliora da subito la qualità del sonno Non provoca disturbi, è comodo e sicuro Facile da usare, crea pochissimo disagio Silenzioso, rumore = 28 dB: Estremamente silenzioso grazie a 4 metodi per ridurre il livello di rumore. Pratico e durevole fino 20.000 ore di utilizzo. Anni di studi clinici dimostrano che riduce la pressione media di trattamento e fornisce un'esperienza terapeutica gradevole. Collegato al concentratore di ossigeno per fornire ossigeno tramite mascherina in modo da aiutare ad alleviare i sintomi di ipercapnia. Software interno: GB, IT. Fornito con borsa per il trasporto, 2 filtri, scarico d'aria, umidificatore riscaldato, mascherina respiratoria, adattatore, cavo per alimentazione e manuale (GB, IT).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modalità di trattamento: CPAP
- Campo di pressione: 4~20 cm H<sub>2</sub>O ±0.5 cm H<sub>2</sub>O
- Lasso di tempo di incremento: 0~45 min
- Protezione allarme: allarme per caduta mascherina
- Alimentazione: 100-240 V, 50-60 Hz DC 24 V
- Compensazione automatica altimetrica: 3500 m
- Sistema di circuito d'aria USM: sistema di circuito d'aria ultra silenzioso
- PCM: tecnologia anti-rumore
- Tecnica 3A di auto adattamento di regolazione della frequenza
- Dimensioni - peso: 27x13,5x10 cm - 1,5 kg

CLASSE DM

**II A**

CND

**Z12030102**

EAN / GTIN

**6922166500061**

CODICE GEF

**53700**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)