

Tubo Collegamento per 53700-1

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **53704**

EAN / GTIN **8023279537048**

Confezione **1 pz.**

TUBO FLESSIBILE PER L'ARIA - ricambio

GEF Medica

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

R0203

EAN / GTIN

8023279537048

CODICE GEF

53704



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697