



MASCHERA RESPIRAZIONE NASALE

Dispositivo medico

Classe II A

3 varianti

Codice GEF (SKU) 53705

EAN / GTIN 6922166510527

Confezione 1

Maschera nasale - media Maschere ermetiche, leggere e morbide; si adattano automaticamente alla forma del viso. Gli sfiati a nido d'ape sono studiati per garantire delicatezza e funzionamento silenzioso. Il connettore a sgancio rapido facilita la separazione del tubo dalla maschera. Bretelle di fissaggio in tessuto morbido e delicato sulla pelle, per il massimo confort. Adatte per macchine Yuwell, Resmed, Philips, Fisher & Paykel e per la maggior parte delle altre in commercio. Intervallo pressione terapia: 4-30 cm H₂O. Connettore tubo: 22 mm. Peso: 64 g

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
53705	53705	6922166510527	1
53710	53710	6922166510510	1
53712	53712	6922166510534	1

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
R0301010201EAN / GTIN
6922166510527CODICE GEF
53705

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573
1944697