

GEF Medica

Connettore per Concentratore Ossigeno per 53700-1

Codice GEF (SKU) 53707

EAN / GTIN 8023279537079

Confezione 1 pz.

CONNETTORE per concentratore di ossigeno

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279537079

CODICE GEF

53707



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697